

Masque LED visage et cou

Notice d'utilisation – à lire avant la première utilisation et à conserver

Dans la boîte

- Le masque visage, la partie cou et la commande
- 4 sangles réglables et 2 protections pour les yeux
- Le câble de charge USB et la notice

Présentation

Ce masque souple en silicone se fixe sur le visage et le cou avec des sangles auto-agrippantes. La commande permet de choisir parmi 7 couleurs de lumière et 5 intensités. Il fonctionne sur batterie rechargeable.

Avant la première utilisation

1. Déconnectez le masque de la commande. Rechargez complètement la commande avec le câble USB fourni et un chargeur USB 5 V, 0,5 A (non fourni). Comptez 4 à 5 heures. N'utilisez pas le masque pendant la charge.
2. Faites un test sur l'avant-bras : posez le masque sur la peau, allumez-le et laissez-le éclairer pendant 10 minutes. En cas de rougeurs ou de démangeaisons, cessez de l'utiliser et demandez l'avis de votre médecin avant de le réutiliser.
3. Passez les sangles dans les ouvertures prévues et raccordez le masque et la partie cou à la commande.

Utilisation

1. Nettoyez et séchez la peau ; retirez le maquillage.
2. Mettez obligatoirement les protections pour les yeux, puis placez le masque et la partie cou. Ajustez les sangles pour les maintenir confortablement.
3. Allumez la commande par un appui long sur marche/arrêt.
4. Un appui bref sur la touche de couleur change la lumière : rouge, bleu, vert, violet, jaune, cyan ou blanc.
5. Choisissez l'intensité avec la touche de réglage : 5 niveaux. Commencez toujours par le plus bas et augmentez progressivement seulement si vous ne ressentez aucune gêne.
6. La séance dure 10 minutes par défaut ; l'appareil s'arrête ensuite automatiquement.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas le masque si vous êtes enceinte, si votre peau est sensible à la lumière ou si vous prenez un médicament qui rend la peau sensible à la lumière, ni sur une peau abîmée ou irritée. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin.
- Gardez les protections sur les yeux pendant toute la séance.
- Arrêtez immédiatement en cas de sensation de brûlure, de rougeurs, de démangeaisons ou d'inconfort. N'augmentez pas la durée ni la fréquence des séances de votre propre initiative.
- N'utilisez jamais le masque pendant la charge.
- Cet appareil n'est pas un jouet : tenez-le hors de portée des enfants. Les personnes ayant des capacités réduites ne doivent l'utiliser que sous surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou un lieu humide ; ne le plongez jamais dans l'eau.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Si le masque, la commande ou le câble est endommagé, ne l'utilisez plus et contactez-nous.

Entretien et rangement

- Ne pliez pas le masque pour le ranger : cela pourrait endommager les fils à l'intérieur.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau et hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Charge	USB, 5 V, 0,5 A ; 4 à 5 heures
Batterie	lithium, 1 200 mAh
LED	210 sur le masque visage, 99 sur la partie cou
Réglages	7 couleurs, 5 intensités ; séance de 10 minutes par défaut
Matériaux	silicone souple, sangles auto-agrippantes réglables

Fabricant et service client

Fabricant : Shenzhen Liyoutong Technology Co., Ltd., 2/F, Block C, Baoshan Second Industrial Zone, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong (Chine). E-mail : Lee@foreverlily.net.

Personne responsable dans l'Union européenne : Sea&Mew Consulting GmbH, Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt (Allemagne). E-mail : Compliance.EU@outlook.com.

Service client Sveltevia : contact@sveltevia.com – du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h – sveltevia.com.

Fin de vie : ce produit contient une batterie et des composants électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères : déposez-le dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (déchetterie, magasin).

Notice traduite et adaptée en français par Sveltevia à partir des informations du fabricant. Version du 17/10/2026.